
防錆機能付き熱湯消毒用無臭スケール除去剤

液体タイプ



強酸性

透析機器洗浄剤(炭酸カルシウム除去)

持 徴

熱湯消毒システム専用の酸洗浄剤です。

人体への影響・下水道への排水でのBOD負荷・使用部品の各種材料等への影響等を解決し、防錆効果を有した極めて安全な無臭性の酸洗浄剤です。

◆成 分

- ◎ カルボン酸化合物
- ◎ アミドサルファ化合物
- ◎ ジアゾリン系防黴剤
- ◎ 防錆剤

◆部材への影響

◎ 鉄に対する錆化抑制試験

◆一般的性質

外観・・無臭の透明液体

比重 ••1.09

pH 末端使用濃度(50倍希釈)・・・ 2.45±0.5

(100倍希釈) · · 2.19±0.5

 BOD
 100倍希釈溶液・・・・・・99mg/l

 COD
 100倍希釈溶液・・・・・・13mg/l

 炭酸カルシウム溶解能・・・・・・・・・1.3g/L

水、20%クエン酸溶液及びクリーンHT原液40mlに鉄標準試験板(JIS G 3141 SPCC~SB)を浸漬し、 1日つき7時間のみ80℃加熱し、80℃7時間以外は室温に静置し、経時変化を観察した。

	1日後(80℃ 7h×1日)	3日後(80℃ 7h×3日)	7日後(80℃ 7h×7日)
水			
クエン酸 20%溶液			
クリーンHT 原液			

◎ステンレスに対する腐食試験

ステンレス部材に対する影響 ~外観変化·重量変化~ (温度及び期間 : 90°C×5日間)

	①RO水				②クエン酸2%濃度溶液			③クリーンHT:10倍希釈溶液				
	浸漬前	90°C	5日後	重量 変化量 (g)	浸漬前	90°C	5日後	重量 変化量 (g)	浸漬前	90°C	5日後	重量 変化量 (g)
SUS 304				-0.001				0.001		- 9	-	0.002
SUS 316				-0.001				0.001				0.002

◎シリコンチューブに対する影響 ~引張強度変化~(温度及び期間 : 90°C×5日間)

	破断時の最大引張荷重(N)			
	1	2	3	平均值
対照;新品チューブ	468.94	544.18	527.7	513.61
①90°CのRO水に浸漬したチューブ	442.45	471.85	484.87	466.39
②90℃のクエン酸2%濃度溶液に浸漬したチューブ	509.05	503.55	473.27	495.29
③90℃のクリーンHT10倍希釈溶液に浸漬したチューブ	474.69	516.81	543.97	511.82

◆標準使用方法

- ◎ 本剤を20~50倍希釈にて使用して下さい。
- ◎ 酸洗浄用薬液タンクに規定量のRO水を入れ、クリーンHTを静かに入れ、撹拌して下さい。
- ◎ 薬洗時間・方法は従来の酸洗浄方法(熱湯消毒方法)に準じて行って下さい。
- ◎ 本剤は、作り溜めをしておいても品質には変化なく安定しています。

◆使用上の注意

【販売代理店】

- ◎ 本剤と次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ性剤とは 絶対に混合しないで下さい。
- ◎ 本剤を扱う時は、保護メガネ・手袋を着用して下さい。
- ◎ 眼や口に入らないように注意して下さい。万一眼に入った場合は、直ちに流水で充分に洗眼し、医師の適切な処置を受けて下さい。又、誤って口に入った時は、よくうがいをして医師の適切な処置を受けて下さい。
- ◎ 皮膚や衣類その他に付いた時は、よく水洗して下さい。

◆保管上の注意

- ◎ 冷暗所に保管して下さい。
- ◎ 本剤を開封した場合、速やかに 使い切って下さい。
- ◆品質保証期間 ◎ 1年

◆荷 姿

- ◎ 9kg×2箱/1ケース
- ◎ 18kg/1ケース

【製造元】

株式会社 エーエヌ・テック

〒521-1114 滋賀県彦根市彦富町931-5 TEL: 0749-43-8017 FAX: 0749-43-3021