

透析装置個人機用洗淨剤

<ディスプレイ>

弊社の透析施設様向け洗淨、消毒剤を在宅透析患者様の個人用透析装置用として使い切りタイプに転用致しました。
容器洗淨の手間が省け、更に、薬液の入れ間違いが防止でき、安全性の向上が期待できます。



各品 250ml×8 本入り／ケース

品 名	主 剤	特 長
クリーンPL	次亜塩素酸 Na・金属イオン封鎖剤 安定剤・洗淨助剤	蛋白・脂肪・炭酸カルシウムの沈着 防止剤配合洗淨剤
クリーンCL・plus	カルボン酸化合物・アミノカルファ化合物・ ジアルシ系防黴剤・除錆剤	除錆効果を有する炭酸カルシウム洗 淨剤
Cure-X・plus	過酢酸・過酸化水素・酢酸・除錆剤・ 防錆剤・安定化剤	除錆効果を有する過酢酸洗淨剤

※各溶液はそれぞれのカタログを参照して正しくご使用ください。

【保管上・使用上の注意】

- 酸性及びアルカリ性物質との混合は厳禁です。
- 目に入った時は直ちに水洗いし、医師の処置を受けて下さい。
- 作業時はマスク、保護メガネ、ゴム手袋等を着用して下さい。
- 直射日光、日なた、窓際などの所に置かないで下さい。

【製造元】

株式会社 エーエヌ・テック
〒521-1114 滋賀県彦根市彦富町 931-5
TEL:0749-43-8017 FAX:0749-43-3021
URL:<http://a-n-tec.jp>